


# 創新設計，全台唯一

## OSR-208 (4X) 四向波型混合器

結合四種運動模式，讓  
 樣品像在船上隨波混合，  
 效果完全，絕無死角。提升混合效率  
 縮短反應時間，減少試劑、抗體的使用量。



混合速度: 0~40 rpm  
 混合角度: 0~13°  
 盤面大小: W320 x D220 mm  
 操作溫度: 0~50°C  
 最大負載: 2 kg  
 應用範圍: Genomic DNA 萃取  
 染色&退染  
 抗原抗體反應  
 .....etc.

★新產品,優惠促銷中歡迎來電洽詢