



TEL:04-23806199
FAX:04-23806138
E-mail:gene.pure@msa.hinet.net

DNA LADDER MARKERS

產品名稱 : digest Cat No:GPM011

λ DNA/Hind III

包裝大小:(125ug/500ul)

產品介紹:λ DNA/Hind III digest 包含了 0.13, 0.56, 2.02, 2.32, 4.36, 6.56, 9.42, 23.13, Kb 等八種線性雙股 DNA.

為避免冷凍解凍太過頻繁,使用前請先分裝,建議用量為 150ng/per lane

分析結果 :以本濃度在 1% agarose gel ,進行電泳分析,若提高濃度雖可得到較高的亮度,但是同時也將 band 變粗,而失去辨識分子大小的意義

運送方式 :濕冰 1% agarose

儲存方式 :-20°C

