



TEL:04-23806199  
FAX:04-23806138  
E-mail:gene.pure@msa.hinet.net

## **DNA LADDER MARKERS**

產品名稱 :Cat No:GPM012

### **λ DNA/Hind III Plus**

包裝大小: 500-1000 Assay(150ug/1000ul)

產品介紹: λ DNA/Hind III Plus 包含了 0.13, 0.5, 0.56, 1.0, 1.5, 2.02, 2.32, 4.36, 6.56, 9.42, 23.13, kb 等 11 種線性雙股 DNA。

為避免冷凍解凍太頻繁而造成 DNA 的斷裂,使用前請先分裝,建議用量為 150ng/per lane。

分析結果 :以本濃度在 1% agarose gel ,進行電泳分析,若提高濃度雖可得到較高的亮度,但是同時也將 band 變粗,而失去辨識分子大小的意義。

運送方式 :濕冰 1% agarose

儲存方式 :-20°C

